



WEITERE PRODUKTE

ABDECKHÜLLE

Hitzebeständige Abdeckhülle zum Schutz des Escape-Chair®



ESCAPE-LOCKER

Speziell entwickelt für die Aufbewahrung des Escape-Chairs®. Für den Innen- und Außenbereich.



NAMENSSCHILD

nachleuchtendes Namensschild DIN 67510



ESCAPE-SMOKEHOOD

Die Brandfluchthaube bietet für mindestens 15 Minuten optimalen Schutz gegen Brandgase, wie z.B. Blausäure und geruchloses Kohlenmonoxid.



ESCAPE-MATTRESS

Mit der Escape-Mattress kann eine verletzte oder kranke Person, die liegend transportiert werden muss, über Treppen und Flure in Sicherheit gebracht werden.



ERSTE HILFE PRODUKTE

z.B. Erste-Hilfe Koffer, Ruheliegen, Krankentragen und Löschdecken



ESCAPE-EVAKUIERUNGSTUCH

Das Escape-Evakuierungstuch wird zwischen das Bett und die eigentliche Matratze gelegt. In einer Notsituation werden die seitlich an dem Evakuierungstuch befindlichen Gurte auf dem „Patienten“ geschlossen, so dass dieser fixiert ist und sicher über Flure und Treppen in einen sicheren Bereich transportiert werden kann.



ESCAPE-POINT LOCKER

Bringen sie alle Evakuierungs- / Erste-Hilfe Materialien in einem Escape-Locker unter! In den Escape Point-Locker paßt z.B. ein Escape-Chair®, eine klappbare Krankentrage, ein Erste-Hilfe Koffer u.v.m.



Was ist die Escape Mobility Company?

Die Escape Mobility Company - vormals 'Van Leeuwen Companies' - bietet mit ihren über 23 Jahren Erfahrung als Evakuierungsspezialist Lösungen für die Evakuierung in öffentlichen Gebäuden, Unternehmen, Schulen, Universitäten, Krankenhäusern, Pflege- und Behinderteneinrichtungen.

Wir sind Hersteller von: Escape-Chair®, Escape-Carry Chair® und Escape-Mattress®. Außerdem liefern wir weitere Evakuierungshilfsmittel sowie die gesamte Palette an Erste-Hilfe-, Betriebshilfe-Produkte und Piktogramme.

Wir beliefern unsere Kunden in den Benelux-Staaten, Deutschland und Großbritannien. Über unsere Händler werden die Kunden im übrigen Europa sowie in Übersee beliefert.



Gütertransporthilfsmittel

Mit unseren Gütertransporthilfen lassen sich Lasten sehr bequem treppauf und treppab befördern. Die Bedienung ist sehr einfach und verlangt nur eine geringe körperliche Anstrengung, wobei der Rücken sogar völlig entlastet wird.

Weitere infos unter www.transport-mobility.de



Personentransporthilfsmittel

Beförderungshilfen für Personen mit Gehbehinderungen. Wir führen u. a. den Rollstuhltransporter – ein ideales Hilfsmittel für die Beförderung von Rollstuhlbenutzern über Treppen. Darüber hinaus liefern wir Rollstühle und Elektrohilfsmittel, die die Integration von gehbehinderten Personen sowohl in der Firma als auch im eigenen Hause optimieren sollen. Denn mehr Mobilität bedeutet eine bessere Lebensqualität.

Weitere infos unter www.transport-mobility.de



Escape Mobility Company GmbH

Postfach 1522 • D-52139 Würselen

Firmensitz:

Kackerstraße 10 • D-52072 Aachen

T +49 (0)241-4796790 • F +49 (0)241-479679-17

E info@escape-mobility.com • W www.escape-mobility.de

ESCAPE

MOBILITY COMPANY

member of the van Leeuwen Holding

Escape-Chair® ... der Evakuierungsstuhl für eine Notsituation



Evakuierungshilfsmittel über Treppen

- Personentransporthilfsmittel
- Gütertransporthilfsmittel
- Erste-Hilfe Produkte

ESCAPE

MOBILITY COMPANY

member of the van Leeuwen Holding

ARC7044-DE

Escape-Produkt-Informationen, April 2010

Escape-Chair®

unverzichtbar bei:

- Feuer-/Rauchalarm
- Stromausfall
- Technische Störung
- Zu kleinem Aufzug
- Bombenalarm



ESCAPE CHAIR

MOBILITY COMPANY

Vorteile

- das Tragen von Personen ist nicht erforderlich
- sichere Evakuierung über die Treppe
- durch eine Person zu bedienen
- innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit
- kein Versperren der Fluchtwege
- man bestimmt selbst die Gleitgeschwindigkeit
- ermöglicht eine fließende Räumung
- paßt in jeden Sicherheitsplan

ESCAPE SERVICE CENTRE

MOBILITY COMPANY

Schulung

Um eine optimale Nutzung des Escape-Chairs zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen jedes Jahr eine Schulung in die Bedienung des Escape-Chairs durch zu führen. Es ist möglich hierfür einen Schulungsvertrag von 3 Jahren abzuschließen. Für Fragen stehen Ihnen unsere Fachberater gerne zur Verfügung.

Wartung

Escape-Chairs® - aber auch andere Evakuierungsstühle - müssen regelmäßig gewartet werden. Escape Mobility Company bietet mehrere Optionen für diese Wartung an. Es ist möglich hierfür einen Wartungsvertrag abzuschließen.

Technische und/oder optische Änderungen vorbehalten.



STANDARD-ALU & STANDARD



Technische Daten

- Gewicht: 10 kg
- Traglast: 150 kg
- Abmessungen (zusammengeklappt)
 - Höhe 102 cm
 - Breite 51 cm
 - Tiefe 18 cm

Der Escape-Chair Standard ist auch in der Version 'Standard-ALU' lieferbar:

- Nicht lackiert
- Standard Kopfstütze
- Optional lieferbar mit:
 - Antirutschbelag auf Griffbügel
 - Gepolsterte Kopfstütze
 - Sitzfläche mit Seitenschlaufen
 - Fußstütze



STANDARDPLUS



Technische Daten

- Gewicht: 11,2 kg
- Traglast: 150 kg
- Abmessungen (zusammengeklappt)
 - Höhe 120 cm
 - Breite 51 cm
 - Tiefe 21 cm



COMFORT



Technische Daten

- Gewicht: 13,35 kg
- Traglast: 150 kg
- Abmessungen (zusammengeklappt)
 - Höhe 120 cm
 - Breite 57 cm
 - Tiefe 21 cm



1 Escape-Chair Standard-Alu & Standard

Ist für diejenigen, die eine allgemeine Absicherung innerhalb eines öffentlichen Gebäudes suchen oder wo aus Budgetgründen nur eine Grundausstattung machbar ist.

2 Escape-Chair StandardPLUS

Wenn Sie Ihren Arbeitnehmern oder Besuchern allerdings noch mehr Sicherheit/Komfort bieten möchten, dann ist Ihre beste Wahl das „StandardPLUS Modell“. Dieser Escape-Chair® bietet dem Bediener und dem zu Transportierenden zusätzliche Möglichkeiten in Handhabung und Komfort. Falls notwendig, können Sie dieses Modell mit einer Fußstütze und/oder Armlehnen ausstatten.

3 Escape-Chair Comfort

Dieses Modell ist speziell für Personen mit einer erhöhten Mobilitätseinschränkung und Behinderte/Rollstuhlfahrer entwickelt worden. Die Armstützen geben dem zu Evakuierenden Sicherheit und können, falls erforderlich, beim Umsetzen in den Evakuierungsstuhl als Hilfe genutzt werden. Mit der zusätzlichen Unterstützung der Fußstütze werden die Beine etwas angehoben, sodass kein Druckaufbau an den Innenseiten der Beine/Oberschenkel entsteht. So ist gewährleistet, dass eine Person, selbst wenn sie etwas länger in dem Evakuierungsstuhl verweilen muss, sich nicht unbehaglich fühlt. Wir empfehlen dieses Modell für höhere Gebäude z.B. mehr als 3 O.G.'s.

Gerne stehen Ihnen unsere Fachberater bei der Wahl des richtigen Escape-Chairs zur Seite.



4 Escape-Carry Chair®

In den meisten Situationen führt der Fluchtweg von oben nach unten. Es können jedoch außergewöhnliche Umstände dazu führen, daß der Fluchtweg nach oben führt. In diesen Situationen kann es notwendig sein, die Evakuierungsstühle auch als Tragestuhl einzusetzen. Der Escape-Carry Chair® ist oben mit einem Tragebügel und unten mit Tragegriffen ausgestattet und kann dadurch mit Hilfe von nur zwei Helfern auch auf diese Weise eingesetzt werden. Es gibt zwei Modelle des Escape-Carry Chair®s: "Standard" und "StandardPLUS"

Wie bremsst der Escape-Chair®?

Sein einzigartiges Gleit-/Bremsssystem sorgt für eine optimale Bremswirkung auf jeder Treppenart, von Holz bis hin zu Beton. Diese Bremswirkung wird erzielt durch das Zusammenwirken des Gewichtes der zu transportierenden Person mit dem Druck, der durch den Bediener auf den Griffbügel in Richtung Stufen ausgeübt wird. Die Neigung der Treppe muss zwischen 28° und 40° liegen.

Jedes Escape-Chair® Modell ist ausgestattet mit Gleitriemen in einer sicheren, geschlossenen Gleitriemenkassette. Das Verletzungsrisiko wird somit erheblich reduziert.

6 JAHRE GARANTIE

Auf unseren Escape-Chair erhalten Sie 6 Jahre Garantie, außer auf Verschleißteile.

