



## ...in einer Notsituation

### Evakuierungshilfsmittel

- Personentransporthilfsmittel
- Gütertransporthilfsmittel



## Liegend evakuieren

#### MOBILITY COMPANY

Die Escape Mobility Company besteht aus mehreren Unternehmensbereichen.

Außer den Erste-Hilfe und Evakuierungshilfsmitteln umfasst unser Lieferprogramm auch:



#### • Gütertransporthilfsmittel

Mit unseren Gütertransporthilfen lassen sich Lasten sehr bequem treppauf und treppab befördern. Die Bedienung ist sehr einfach und verlangt nur eine geringe körperliche Anstrengung, wobei der Rücken sogar völlig entlastet wird.



#### • Personentransporthilfsmittel

Beförderungshilfen für Personen mit Gehbehinderungen. Wir führen u. a. den Rollstuhltransporter – ein ideales Hilfsmittel für die Beförderung von Rollstuhlbenutzern über Treppen. Darüber hinaus liefern wir Rollstühle und Elektrohilfsmittel, die die Integration von gehbehinderten Personen sowohl in der Firma als auch im eigenen Hause optimieren sollen. Denn mehr Mobilität bedeutet eine bessere Lebensqualität.



Postfach 1522, D-52139 Würselen  
T +49 (0)241-4796790  
F + 49 (0)241-479679-17  
E info@escape-mobility.com  
W www.escape-mobility.com



ARC2007/431101



# Liegend evakuieren ...in einer Notsituation

## Evakuierungshilfsmittel

Als Spezialist für Evakuierungshilfsmittel bieten wir neben unseren Escape-Chairs auch Hilfsmittel an, mit denen liegend zu transportierende Personen über Treppen und Flure evakuiert werden können. Hierfür haben wir die Escape-Mattress und die Escape-Sheet mit den dazuhöri-gen Aufbewahrungsmöglichkeiten entwickelt.

## Prüfzeichen der Mobility Company

Neben unserer eigenen Produktlinie führen wir auch weitere Produkte in unserem Sortiment, die durch uns getestet wurden und somit unseren Qualitätsanforderungen voll entsprechen. Aus diesem Grunde erhalten diese Produkte das Prüfzeichen der Mobility Company.



member of the van Leeuwen Holding

## ESCAPE-MATTRESS FOLD

### Technische Daten:

- Abmessungen (zusammengeklappt)
  - Höhe ca. 97 cm
  - Breite ca. 68 cm
  - Dicke ca. 15 cm
- Abmessungen (ausgeklappt)
  - Länge ca. 193 cm
  - Breite ca. 68 cm
  - Dicke ca. 7 cm
- Lose Kopfstütze, in der Höhe durch Klettband verstellbar.
- Inklusive Fixierband.

Stückpreis:  
**€ 895,-**

## ESCAPE-LOCKER

- Speziell entwickelt für die Aufbewahrung von:
  - Escape-Chair
  - Escape-Mattress
  - Escape-Sheet
- Abmessungen: ca. 130 x 80 x 30cm
- Lieferbar in grün und weiß

Stückpreis:  
**€ 395,-**



## ESCAPE-MATTRESS COMPACT

### Technische Daten:

- Abmessungen (zusammengeklappt)
  - Höhe ca. 65 cm
  - Breite ca. 63 cm
  - Dicke ca. 15 cm
- Abmessungen (ausgeklappt)
  - Länge ca. 200 cm
  - Breite ca. 65 cm
  - Dicke ca. 5 cm
- Lose Kopfstütze, in der Höhe durch Klettband verstellbar.
- Inklusive Fixierband.
- Abmessung Tasche: B x H x T = ca. 73 x 83 x 25 cm

Stückpreis:  
**€ 995,-**



## ESCAPE-SHEET

Der Escape-Sheet wird zwischen das Bett und die eigentliche Matratze gelegt. In einer Notsituation werden die seitlich an der Evakuierungs-Matte befindlichen elastischen Gurte auf dem „Patienten“ geschlossen, so dass dieser fixiert ist und sicher über Flure und Treppen in einen sicheren Bereich transportiert werden kann. Aufgrund eines Handgriffes an der Vorderseite der Matte kann diese auch durch nur eine Person eingesetzt werden. Der Escape-Sheet ist sehr gut geeignet für Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime.

### Technische Daten:

- Abmessungen:
  - Länge ca. 200 cm
  - Breite: ca. 90 cm
- 100% 3-mesh Polyester
- waschbar

VE: 1 Stück      Stückpreis      **€ 145,-**  
VE: 5 Stück      Stückpreis      **€ 115,-**



Alle Preise sind zuzüglich MwSt. und Verpackungs-/Transportkosten. Preise sind gültig bis einschließlich Juni 2008, zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten.



### RETTUNGSTUCH SPEZIAL

Entsprechend DIN EN 1865, mit 8 Trageschlaufen und Fußsack, aus glattem PVC-beschichteten Polyestergewebe (100% PES), hochresistent, strapazierfähig, waschbar, Farbe rot, dynamische Resistenz: 680 kg/cm<sup>2</sup>  
Maße: ca. 2000 x 700 mm

Stückpreis:  
**€ 89,50**



### RETTUNGSTUCH SPEZIAL XXL

Entsprechend DIN EN 1865, mit 14 Trageschlaufen und Fußsack, aus glattem PVC-beschichteten Polyestergewebe (100% PES), hochresistent, strapazierfähig, waschbar, Farbe rot, dynamische Resistenz: 680 kg/cm<sup>2</sup>  
Maße: ca. 2200 x 1300 mm

Stückpreis:  
**€ 125,-**



### KRANKENTRAGE

Die Trage besteht aus einem robusten Aluminium-Grundgestell sowie einem strapazierfähigen, pflegeleichten Bezug aus hochwertigem Chemiefasergewebe mit Kopfkissentasche. Gewicht: 9 Kg  
Maße zusammengelegt: ca. 1920 x 150 x 145 mm  
Maße gebrauchsfertig: ca. 2302 x 556 x 137 mm

Stückpreis:  
**ab € 154,-**



### MINI-STRETCHER

Biegsame Mini-Trage, um Personen vom Boden oder aus dem Bett in den Escape-Chair® zu heben.

Stückpreis:  
**€ 695,-**



Technische und/oder optische Änderungen vorbehalten.

